

Uso y cuidado del Equipo de Protección Personal (EPP)

Uso y conservación del equipo de protección para los ojos (p. ej., protectores faciales o gafas protectoras desechables):

- Los protectores faciales desechables y las gafas protectoras no desechables deben ser descontaminados y volver a utilizarse siempre que sea posible, siempre y cuando la integridad del equipo permanezca intacta y la visibilidad del mismo no esté afectada.
- Evite tocar el protector facial o las gafas de protección cuando las lleve puestas, ya que se debe considerar que están contaminadas. Lávese las manos inmediatamente o utilice un desinfectante de manos después de tocar o ajustar los protectores durante la atención del paciente.
- El protector de los ojos debe descontaminarse cuando esté visiblemente sucio o cada vez que se lo quite, antes de volver a usarlo. Entre los usos, guárdelo en una funda de papel limpia con el nombre de la enfermera. Limpie el interior y el exterior del protector facial con un desinfectante registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y aprobado por LPS, y deje que se seque antes de volver a ponérselo o de guardarlo en una funda.
- Para información detallada sobre la limpieza y desinfección del equipo de protección para los ojos, visite el sitio web: [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html)